



BPB MASK



CARATTERISTICHE:

- Mascherine chirurgiche monouso di tipo IIR
- Garantiscono una protezione base di naso e bocca da agenti esterni quali polvere, pollini, batteri.
- Realizzate in strati di SMS (Thermobonded Nonwoven 100% PP Hydrophobic), dotate di fermanaso regolabile ed elastici auricolari
- Efficienza di Filtrazione Batterica BFE 99%
- **Dispositivo medico – Marcatura di conformità CE secondo D.Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 – Classe I non sterile**
- Misure: 17,5 x 9,5 cm
- Si ricorda che è possibile usufruire del credito di imposta del 50% come da art.64 D.L. 18/2020

CND T020601

Registrato al repertorio del Ministero della Salute italiano con nr 1945619

CODICE PRODOTTO

BPB MASK-001

CONFEZIONAMENTO

50 pezzi/confezione

20 confezioni/cartone (1.000 pezzi)



MADE IN ITALY



BPB MASK CATIT
Rev.02 15/06/2020

Produttore:

BIOPSYBELL S.R.L.

Via Aldo Manuzio 24 - 41037 Mirandola (MO) Italy

Phone +39 0535 27850 – Fax +39 0535 33526

C.F./P.Iva 02615000367 - www.biopsybell.it

Contatti per informazioni:

international1@biopsybell.it

italia@biopsybell.it